## neodisher® SBK

Слабокислый ополаскиватель (жидкость) для использования в судно-моечных машинах



Свойства: neodisher SBK это слабокислотный ополаскиватель, с умягчающими компонентами.

Благодаря высокой способности растворения известковых отложений и

смачивающим способностям, судна, утки горшки прекрасно отмываются и не имеют подтеков. При использовании neodisher SBK не образуется известковых отложений

ни в парогенераторе, ни в помпах.

Области применения: Применяется как ополаскиватель и умягчающий компонент в судно -моечных

машинах с парогенератором для мойки суден, уток, горшков из нержавеющей стали

в больницах и домах престарелых.

Применение/дозировка: Используется в судно - моечных машинах:

**рименение/дозировка:** 0,5 -1,5 мл/л, в зависимости от жесткости воды, через дозирующее устройство.

neodisher SBK дозируется в парогенератор машины ли в воду при заключительном

ополаскивании или в теплообменник. Необходимо обратить внимание на

кислотостойкость материалов парогенератора и измерительных приборов. Для поддержания моющего эффекта, рекомендовано дозировать neodisher SBR в стадии

мойки

Не смешивать с другими продуктами.

**Технические данные:** Удельная масса (20°C): 1,1 г/см<sup>3</sup> Уровень рН (0,5-1,5 мл/л в 3,7-3,0

деионизированной воде, 20°C):

Вязкость (концентрат 20°C): < 50 mPas

Состав: Составляющие в соответствии с рекомендациями ЕС для моющих и чистящих

средств 89/542/EWG: <5% поликарбоксилаты

консерванты

**СЕ-стандарт:** neodisher SBK соответствует требованием закона о медицинской продукции,

согласно европейским директивам 93/42/ЕС.

Информация по

хранению:

Меры

предосторожности и советы по технике безопасности:

Чувствителен к морозу. Срок годности 3 года, при соблюдении условий хранения.

Классификация и маркировка в соответствии с Законом изготовления опасных веществ 99/45/EC для поставляемых концентратов.

Указания об опасности:

**R 36** - Раздражает глаза

Символ опасности: Хі - раздражающее

Советы по технике безопасности:

**S 26** - При попадании в глаза немедленно промыть большим

количеством воды и обратиться к врачу

**S 46** - При проглатывании немедленно обратиться к врачу, (по

возможности предъявить этикетку).

Утилизировать только пустые и закрытые контейнеры. Для утилизации остатков средства см. Карту Безопасности.

## ООО "Д-р Вайгерт сервис"

- г. Москва, Саринский проезд 13, стр.28 Тел.: + 7 495 / 771-75-37, 771-75-38, 676-76-32 e-mail: <u>info@drweigert.ru</u>
- г. Санкт-Петербург, Малая Посадская 15, офис 105, Тел.: + 7 812 / 622-19-20/21, e-mail: info.spb@drweigert.ru
- г. Краснодар, ул. Товарная 2/2, офис 1, Тел./факс: + 7 8612 / 62-67-16, e-mail: info.kr@drweigert.ru
- г. Владикавказ, Холодный переулок 2, Тел./факс: + 7 8672 / 40-25-22, e-mail: <u>info.vl@drweigert.ru</u>