



- neodisher® FA
- neodisher® N

Автоматическая мойка
и предстерилизационная очистка
изделий медицинского назначения

Жидкое щелочное моющее средство
neodisher® FA

- Мойка и предстерилизационная очистка изделий медицинского назначения
- Очистка хирургического инструмента, принадлежностей для анестезии, лабораторного стекла, бутылочек для кормления
- Используется в специальных моечных машинах
- Удаляет кровь, белковые остатки, питательные среды и загрязнения детским питанием
- Не содержит окисляющих компонентов и ПАВ

ДОЗИРОВКА:

- 2-4 мл/л

СОСТАВ:

- метасиликаты натрия и калия 15-30%,
- фосфаты 13-30%

- Арт. 453126 25 кг канистра
- Арт. 453133 5 л канистра



Жидкое кислотное моющее
и нейтрализующее средство

neodisher® N

Применяется как нейтрализующий агент

- после щелочного моющего средства
- Используется в специальных моечных машинах
- Работает как моющий агент для кислоторастворимых остатков, таких как известь и отложения мочевой кислоты

ДОЗИРОВКА:

- в качестве моющего средства: 2-4 мл/л при 40-60°C;
- в качестве нейтрализатора: 1-2 мл/л;

СОСТАВ:

- фосфорная кислота >30%

- Арт. 452926 25 кг канистра
- Арт. 452933 5 л канистра



Инструкция по применению в лечебно-профилактических учреждениях для целей дезинфекции и предстерилизационной очистки разработана ИЛЦ ФГУН «ЦНИИ Эпидемиологии» Роспотребнадзора совместно с ИЛЦ ФГУН «РНИИТО им. Р. Р. Вредена» Росздрава.

Свидетельство о государственной регистрации РУ № 77.99.36.2.У.11046.10.06 от 18.10.2006
РУ № 77.99.36.2.У.11047.10.06 от 18.10.2006