




- neodisher® MediClean
- neodisher® MediKlar



**АВТОМАТИЧЕСКАЯ МОЙКА**  
- быстрее, эффективнее, бережнее

## neodisher® MediClean



**ПЕРВОКЛАССНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ МОЙКИ**

Моющее средство, бережное.  
Антикоррозийное, не раздражает кожу.

арт. 404333  
канистра 5л

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ ВСЕХ ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ГИБКИЕ ЭНДОСКОПЫ  
НЕ НУЖДАЕТСЯ В НЕЙТРАЛИЗАЦИИ

Свидетельство о государственной регистрации № 77.01.34.015.Е.004096.04.11 от 12.04.2011

## neodisher® MediKlar



**СОКРАЩЕННОЕ ВРЕМЯ СУШКИ НА 50%**

Специальный нейтральный ополаскиватель, не токсичен.  
Антикоррозийный, не раздражает кожу.

арт. 472533  
канистра 5л


Свидетельство о государственной регистрации № 77.01.34.015.Е.004096.04.11 от 12.04.2011

### Пример программы мойки без neodisher® MediKlar



### Пример программы мойки с neodisher® MediKlar

1. Ополаскивание (предварительное)
2. Нагрев
3. Основная мойка с neodisher® MediClean
4. Промежуточное ополаскивание
5. Нагрев
6. Окончательное ополаскивание  
включая термическую дезинфекцию с или без neodisher® MediKlar
7. Сушка



**УНИКАЛЬНАЯ КОМБИНАЦИЯ КОМПОНЕНТОВ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ХОРОШИЕ МОЮЩИЕ СВОЙСТВА  
И НИЗКОЕ ПЕНООБРАЗОВАНИЕ  
МОЙКА И БЛЕСК:**

**ХИРУРГИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТА, ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ АНЕСТЕЗИИ, КОНТЕЙНЕРОВ, ИЗДЕЛИЙ ИЗ  
ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ТАКИХ КАК АНОДИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЙ И ОПТИКА**